

GO-ON 25 mg/ 2,5 ml, 1 ampułkostrzykawką 3 ml

Cena: 99,09 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	GO-ON
Opakowanie	1 amp.-strz. po 3 ml
Postać	Ampułka
Producent	ROTTAPHARM FRANCE
Przeznaczenie	Ból, Reumatyzm
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Wyrób medyczny GO-ON to sterylizowany i nie wywołujący gorączki roztwór hialuronianu sodu o stężeniu 25 mg/2,5 ml. Hialuronian sodu jest substancją, która ma pozytywny wpływ na stan płynu stawowego i przywraca właściwości mazi stawowej. Jest stosowany w celu uzupełnienia niedoborów lepkości i elastyczności mazi stawowej w stawach oraz w łagodzeniu objawów związanych z chorobą zwyrodnieniową stawów

Wskazania

Wyrób medyczny GO-ON jest stosowany w celu uzupełnienia deficytów lepkości i sprężystości mazi stawowej, przede wszystkim w stawach kolanowych i ramieniowych. Jest również stosowany w celu wiskosuplementacji pozostałych stawów maziowych, czyli dostarczania dodatkowej lepkości i elastyczności do płynu stawowego.

Ponadto, GO-ON jest wykorzystywany do łagodzenia objawów choroby zwyrodnieniowej stawów, takich jak ból, sztywność i ograniczona ruchomość stawów. Działanie leku polega na przywracaniu właściwości mazi stawowej, co poprawia funkcjonowanie stawów i zmniejsza dolegliwości związane z chorobą zwyrodnieniową.

Dawkowanie

Podanie hialuronianu sodu może również pomóc w regeneracji chrząstki stawowej oraz zmniejszeniu stanu zapalnego w stawach. Jest to szczególnie ważne w przypadku chorób zwyrodnieniowych stawów, takich jak artretyzm czy osteoartroza.

Podanie dostawowe hialuronianu sodu jest stosowane głównie w przypadku zaawansowanych schorzeń stawowych, które nie reagują na inne metody leczenia, takie jak rehabilitacja czy farmakoterapia. Procedura jest stosunkowo bezpieczna i ma niewiele skutków ubocznych.

Należy jednak pamiętać, że podanie hialuronianu sodu to jedynie tymczasowe rozwiązanie, które wymaga regularnych powtórzeń. W celu osiągnięcia trwałych efektów, konieczne może być również wprowadzenie zmian w stylu życia, takich jak zmniejszenie obciążenia stawów czy utrzymanie odpowiedniej wagi ciała.

Skład

Każda strzykawką zawiera 2,5 ml 1% roztworu hialuronianu sodu, chlorek sodu, monowodorofosforan sodu, dwuwodorofosforan sodu

oraz wodę do wstrzykiwań.

Sposób użycia

- Preparat powinien być podawany tylko przez wykwalifikowany personel, zaznajomiony ze sposobem jego stosowania.
- Zaleca się wykonanie 5 iniekcji w odstępach tygodniowych.
- Preparat może być stosowany w leczeniu kilku stawów jednocześnie.
- W zależności od stopnia nasilenia choroby efekt leczniczy po 5-ciu iniekcjach może trwać przez ponad 6 miesięcy. Cykle terapeutyczne mogą być powtarzane.
- Rzadko, po podaniu produktu, może wystąpić ból miejscowy. W celu uniknięcia takich dolegliwości należy poinstruować chorego, aby ograniczył ruchy w stawie, do którego został podany preparat.

Przeciwwskazania

- Preparatu GO-ON nie należy stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Jest to istotne ze względu na ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych.
- Preparat również nie jest zalecany w przypadku chorób zapalnych stawów, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów lub choroba Bechterewa. W tych przypadkach zastosowanie preparatu może nie przynieść oczekiwanych efektów lub mogą wystąpić niepożądane reakcje.
- Ważne jest również przestrzeganie terminu ważności preparatu. Po upływie terminu ważności, skuteczność i bezpieczeństwo preparatu mogą być zagrożone, dlatego nie należy go stosować po tym terminie.
- Preparat GO-ON powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla dzieci. W celu zapobieżenia przypadkowemu spożyciu lub zastosowaniu przez dzieci, należy przechowywać go w miejscu, do którego dzieci nie mają dostępu.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania preparatu GO-ON, zaleca się skonsultowanie się z lekarzem specjalistą, który dokładnie oceni stan zdrowia pacjenta i udzieli indywidualnych zaleceń.