

## Opatr.paraf.BACTIGRAS.10x10cm 10szt.



Cena: 35,80 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	10 szt.
Postać	-
Producent	SMITH & NEPHEW

### Opis produktu

#### Opis

Opatrunek parafinowy Bactigras to produkt medyczny, który służy do zabezpieczania ran i uszkodzeń skóry. Jego główną funkcją jest tworzenie bariery ochronnej pomiędzy raną a dodatkowym opatrunkiem, który umożliwi odpływ płynów. Bactigras jest opatrunkiem jałowym o działaniu przeciwbakteryjnym i antyseptycznym. Zawiera substancję czynną, która działa na bakterie obecne w ranie. Działa również jako bariera ochronna, która zapobiega zanieczyszczeniu rany przez drobnoustroje z otoczenia. Opatrunek parafinowy Bactigras ma postać miękkiej, nieprzylegającej warstwy nasączonej parafiną. Ta warstwa parafinowa tworzy barierę ochronną, zapobiegającą przywieraniu opatrunku do rany. Pozwala to na bezbolesne usuwanie opatrunku podczas zmiany.

#### Składniki

Sterylna, luźno utkana gaza z parafiną i 0,5% roztworem octanu chlorheksydyny.

#### Zastosowanie

- Opatrunek profilaktyczny: Może być stosowany jako opatrunek profilaktyczny w przypadku wystąpienia ryzyka infekcji. Tworzy barierę ochronną, która pomaga zapobiegać zakażeniom i utrzymaniu odpowiedniego środowiska wokół rany.
- Rany trudne do leczenia: Bactigras może być stosowany na rany trudne do leczenia, które wymagają dodatkowej ochrony i profilaktyki przed zakażeniem. Może to obejmować rany przewlekłe, takie jak odleżyny i owrzodzenia, które wymagają specjalnej pielęgnacji i wsparcia w procesie gojenia.
- Niewielkie oparzenia i poparzenia: Opatrunek parafinowy Bactigras może być stosowany na niewielkie oparzenia i poparzenia o maksymalnej powierzchni do 10% skóry. Pomaga w ochronie rany, zapobiega infekcjom i wspomaga proces gojenia.
- Niewielkie ubytki skóry, rany szarpane, otarcia: Bactigras może być stosowany na niewielkie ubytki skóry, takie jak otarcia, rany szarpane czy drobne skaleczenia. Tworzy barierę ochronną, która pomaga w ochronie rany i zapobieganiu infekcjom.
- Miejsca pobrania i przeszczepu skóry: Opatrunek Bactigras może być stosowany na miejscach pobrania i przeszczepu skóry zarówno u dawców, jak i biorców. Pomaga w ochronie ran, zapobiega infekcjom i wspiera proces gojenia.

#### Sposób użycia

- Przed założeniem opatrunku umyj ręce i/lub stosuj rękawice ochronne.
- Wyjmij opatrunek z opakowania bezpośrednio przed aplikacją.
- Przyłóż opatrunek na uszkodzoną powierzchnię skóry.
- Na wierzch nałóż chłonny opatrunek ochronny, gdyż opatrunek parafinowy Bactigras umożliwia odpływ płynów z rany.

- Całość zabezpiecz bandażem lub przylepcem.
- Produkt nie musi być zmieniany każdorazowo wraz z opatrunkiem chłonnym. Częstość zmiany opatrunku zależy od stanu klinicznego pacjenta (od raz na dobę do dwóch razy na tydzień).
- Jeżeli przy zmianie okaże się, że opatrunek parafinowy zbyt mocno przywiera do rany, należy zwilżyć go roztworem soli fizjologicznej.

#### Ostrzeżenia

- Nadwrażliwość na chlorheksydynę: Opatrunek Bactigras zawiera chlorheksydynę, substancję aktywną o działaniu przeciwbakteryjnym. Pacjenci, którzy są nadwrażliwi na chlorheksydynę, powinni unikać stosowania tego opatrunku i powiadomić o tym lekarza.
- Rany większe niż 10% powierzchni ciała: Zgodnie z informacją, opatrunek Bactigras nie powinien być stosowany na rany większe niż 10% powierzchni ciała. W takich przypadkach konieczne jest skonsultowanie się z lekarzem w celu wyboru odpowiedniego opatrunku lub metody leczenia.
- Potencjalne działania niepożądane: Może wystąpić zapalenie skóry, uczulenie kontaktowe lub uczulenie na światło w wyniku stosowania opatrunku Bactigras. Rzadko zgłaszano również reakcje anafilaktyczne związane z chlorheksydyną. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów lub reakcji niepożądanych, należy skonsultować się z lekarzem.