

Opatr.paraf. BACTIGRAS 15x20 cm 10 szt.

Cena: 71,51 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	10 szt.
Postać	-
Producent	SMITH & NEPHEW

Opis produktu

Opis

Opatrunek parafinowy Bactigras to produkt medyczny, który służy do zabezpieczania ran i uszkodzeń skóry. Jego główną funkcją jest tworzenie bariery ochronnej pomiędzy raną a dodatkowym opatrunkiem, który umożliwi odpływ płynów. Bactigras jest opatrunkiem jałowym o działaniu przeciwbakteryjnym i antyseptycznym. Zawiera substancję czynną, która działa na bakterie obecne w ranie. Działa również jako bariera ochronna, która zapobiega zanieczyszczeniu rany przez drobnoustroje z otoczenia. Opatrunek parafinowy Bactigras ma postać miękkiej, nieprzylegającej warstwy nasączonej parafiną. Ta warstwa parafinowa tworzy barierę ochronną, zapobiegającą przywieraniu opatrunku do rany. Pozwala to na bezbolesne usuwanie opatrunku podczas zmiany.

Składniki

Sterylna, luźno utkana gaza z parafiną i 0,5% roztworem octanu chlorheksydyny.

Zastosowanie

- Opatrunek profilaktyczny: Może być stosowany jako opatrunek profilaktyczny w przypadku wystąpienia ryzyka infekcji. Tworzy barierę ochronną, która pomaga zapobiegać zakażeniom i utrzymaniu odpowiedniego środowiska wokół rany.
- Rany trudne do leczenia: Bactigras może być stosowany na rany trudne do leczenia, które wymagają dodatkowej ochrony i profilaktyki przed zakażeniem. Może to obejmować rany przewlekłe, takie jak odleżyny i owrzodzenia, które wymagają specjalnej pielęgnacji i wsparcia w procesie gojenia.
- Niewielkie oparzenia i poparzenia: Opatrunek parafinowy Bactigras może być stosowany na niewielkie oparzenia i poparzenia o maksymalnej powierzchni do 10% skóry. Pomaga w ochronie rany, zapobiega infekcjom i wspomaga proces gojenia.
- Niewielkie ubytki skóry, rany szarpane, otarcia: Bactigras może być stosowany na niewielkie ubytki skóry, takie jak otarcia, rany szarpane czy drobne skaleczenia. Tworzy barierę ochronną, która pomaga w ochronie rany i zapobieganiu infekcjom.
- Miejsca pobrania i przeszczepu skóry: Opatrunek Bactigras może być stosowany na miejscach pobrania i przeszczepu skóry zarówno u dawców, jak i biorców. Pomaga w ochronie ran, zapobiega infekcjom i wspiera proces gojenia.

Sposób użycia

- Przed założeniem opatrunku umyj ręce i/lub stosuj rękawice ochronne.
- Wyjmij opatrunek z opakowania bezpośrednio przed aplikacją.
- Przyłóż opatrunek na uszkodzoną powierzchnię skóry.
- Na wierzch nałóż chłonny opatrunek ochronny, gdyż opatrunek parafinowy Bactigras umożliwia odpływ płynów z rany.
- Całość zabezpiecz bandażem lub przylepcem.
- Produkt nie musi być zmieniany każdorazowo wraz z opatrunkiem chłonnym. Częstość zmiany opatrunku zależy od stanu klinicznego pacjenta (od raz na dobę do dwóch razy na tydzień).
- Jeżeli przy zmianie okaże się, że opatrunek parafinowy zbyt mocno przywiera do rany, należy zwilżyć go roztworem soli fizjologicznej.

Ostrzeżenia

- Nadwrażliwość na chlorheksydynę: Opatrunek Bactigras zawiera chlorheksydynę, substancję aktywną o działaniu przeciwbakteryjnym. Pacjenci, którzy są nadwrażliwi na chlorheksydynę, powinni unikać stosowania tego opatrunku i powiadomić o tym lekarza.
- Rany większe niż 10% powierzchni ciała: Zgodnie z informacją, opatrunek Bactigras nie powinien być stosowany na rany większe niż 10% powierzchni ciała. W takich przypadkach konieczne jest skonsultowanie się z lekarzem w celu wyboru odpowiedniego opatrunku lub metody leczenia.
- Potencjalne działania niepożądane: Może wystąpić zapalenie skóry, uczulenie kontaktowe lub uczulenie na światło w wyniku stosowania opatrunku Bactigras. Rzadko zgłaszano również reakcje anafilaktyczne związane z chlorheksydyną. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów lub reakcji niepożądanych, należy skonsultować się z lekarzem.