

Protefix proszek mocujący 50 g

Cena: 23,45 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	50 g
Postać	-
Producent	QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Opis produktu

Opis

Protefix proszek mocujący do protez zębowych to produkt, który zapewnia mocne i trwałe mocowanie protezy przez wiele godzin. Dzięki swojej formule ma właściwości klejące, które utrzymują protezę na miejscu, zapewniając komfort użytkowania.

Proszek mocujący jest łatwy w stosowaniu. Należy nałożyć niewielką ilość proszku na wilgotną protezę, następnie włożyć protezę do jamy ustnej i delikatnie docisnąć przez kilka sekund. Proszek reaguje z wilgocią w jamie ustnej, tworząc pewne i trwałe mocowanie protezy.

Ważną cechą Protefix proszku mocującego jest jego neutralny smak, co oznacza, że nie zakłóca smaku jedzenia i picia. Jest to istotne dla komfortu i satysfakcji pacjenta.

Skład

Alginian sodowy.

Zastosowanie

Mocowanie protezy całkowitej.

Sposób użycia

Aby poprawnie zastosować proszek mocujący, należy upewnić się, że proteza jest czysta i wilgotna. Następnie równomiernie posypujemy cienką warstwą proszku na powierzchnię protezy. Nadmiar proszku można delikatnie strząsnąć, aby uzyskać równomierne pokrycie.

Po nałożeniu proszku, protezę należy ponownie założyć i docisnąć, aby zapewnić pewne i trwałe mocowanie. W przypadku lekkiego obluźnienia protezy, na przykład po spożyciu dużej ilości płynów, można ponownie posypać protezę cienką warstwą proszku mocującego.

Ważne jest, aby stosować proszek zgodnie z zaleceniami producenta i pamiętać o regularnym czyszczeniu protezy.

Dodatkowe informacje

Protefix proszek mocujący do protez zębowych jest znany z wysokiej siły mocowania, która utrzymuje protezę pewnie na miejscu przez wiele godzin. Ta trwała moc jest szczególnie przydatna w przypadku niewystarczającego wydzielania śliny, gdyż proszek pomaga



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

utrzymać protezę na miejscu, nawet w warunkach ograniczonej ilości śliny.