

Allevyn Life Heel, 25 cm x 25,2 cm, opatrunek na piętę, 1 opatrunek



Cena: 61,86 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Opatrunek
Producent	SMITH & NEPHEW SP. Z O.O
Przeznaczenie	Ochronne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży

Opis produktu

Opis

Allevyn Life Heel to jałowy opatrunek zaprojektowany specjalnie na piętę, o dopasowanym kształcie do anatomicznych wymiarów tej części ciała. Działa przyspieszająco na proces gojenia ran, absorbując ewentualne wydzieliny i tworząc optymalne środowisko sprzyjające całkowitemu zagojeniu rany. Jest to specjalistyczny opatrunek, który może być stosowany w przypadku skaleczeń lub ran owrzodzeniowych na pięcie. Wskazania do zastosowania obejmują rany klute i cięte na stopie, otarcia na pięcie oraz owrzodzenia skóry.

Działanie

- Opatrunek posiada warstwę maskującą wysięk, dzięki temu minimalizuje wizualny efekt nasiąkania opatrunku,
- bardzo duże właściwości chłonne,
- zabezpiecza przed przeciekaniem opatrunku,
- pochłania brzydkie zapachy z rany (testy in-vitro),
- wielowarstwowa budowa opatrunku (pianka hydrokomórkowa, super chłonna warstwa zatrzymująca wysięk i warstwa maskująca) zapewniają efekt amortyzacji i rozłożenia nacisku,
- optymalna forma opatrunku, odpowiednia zarówno na płaskie powierzchnie, jak i na trudne do opatrzenia miejsca na ciele,
- dobra przyczepność opatrunku i mniejsze ryzyko przesuwania,
- umożliwia bezbolesną i bezstresową zmianę opatrunku,
- repozycjonowalność opatrunku,
- zmniejsza ryzyko podrażnienia skóry,
- wysięk z rany jest mniej widoczny na zewnątrz,
- daje pacjentom poczucie czystości nawet po kilku dniach,
- chroni i amortyzuje uderzenia,
- pewne wchłonięcie wysięku również w przypadku ucisku (in-vitro),
- zmniejsza ryzyko przeciekania wysięku przez opatrunek i maceracji skóry,
- pochłanianie zapachów (in-vitro) dla lepszego samopoczucia pacjenta,



- utrzymanie idealnie wilgotnego środowiska rany i tym samym wsparcie szybszego gojenia,
- pacjent może brać prysznic z opatrunkiem,
- pewna ochrona przed wnikaniem bakterii z zewnątrz.

Skład

Opatrunek wykonany z miękkiej pianki, z żelem silikonowym.

Ostrzeżenia

- Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią instrukcji użycia lub etykietą.
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.
- Produkt jednorazowego użytku, nie stosować ponownie.
- Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie używać ponownie.

Producent

SMITH NEPHEW
Aleje Jerozolimskie 124
Warszawa