

## Pink Super czuły test ciążowy płytkowy



Cena: 15,66 zł

### Opis słownikowy

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Opakowanie | 1 szt.                             |
| Postać     | -                                  |
| Producent  | HYDREX DIAGNOSTICS SP. Z O.O.SP.K. |

### Opis produktu

#### Wskazania

wykrywa ciążę 6 dni wcześniej,+ wygodny pojemnik na mocz,Konsumencki Lider Jakości 2020,dokładność laboratoryjna 99 %

#### Stosowanie

Przed wykonaniem badania zapoznaj się ze szczegółową instrukcją dołączoną do testu!

1. Pobierz mocz do pipetki
2. Wprowadź 3 krople moczu na płytkę
3. Odczekaj 1-5 minut i odczytaj wynik
4. Jeden prążek - nie jesteś w ciąży
5. Dwa prążki - jesteś w ciąży

#### Przeciwwskazania

Przechowywać z dala od dzieci

#### Producent

Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. Sp. k.

#### Opis

Pink Super czuły test ciążowy płytkowy

## Galeria

