

Codofix 6 głowa (5-6.5cm x 1m)



Cena: 14,54 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	TRICOMED S.A.

Opis produktu

Opis

Elastyczna siatka opatrunkowa Matopat Codofix® 10 jest łatwa w stosowaniu i pozwala na szybkie i skuteczne zabezpieczenie rany. Jest to szczególnie ważne w przypadku opatrywania trudnych miejsc na ciele, gdzie tradycyjne opatrunki mogą się nie sprawdzić. Ponieważ siatka jest elastyczna, zapewnia ona odpowiednie dopasowanie do kształtu ciała i minimalizuje ryzyko odpryskiwania się opatrunku, co może prowadzić do infekcji i opóźnić proces gojenia rany. Elastyczna siatka opatrunkowa Codofix® 10 jest również higieniczna i łatwa do czyszczenia. Ważne jest, aby elastyczną siatkę opatrunkową Codofix® 10 stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub pielęgniarki, w celu zapewnienia odpowiedniego dopasowania i minimalizacji ryzyka powikłań

Wskazania

Elastyczna siatka opatrunkowa Codofix® 10 jest wyrobem medycznym jednorazowego użytku i nie powinna być poddawana procesowi sterylizacji. Również nie zaleca się stosowania jej pod opatrunki gipsowe i w przypadku uszkodzenia opakowania nie należy jej używać. Opatrunek Codofix 10 powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz chroniony przed światłem i wilgocią.

Składniki

Przędza poliamidowa, przędza poliuretanowa.

Zastosowanie

Do podtrzymywania opatrunków na głowę, ramię, podudzie i kolano.

Sposób użycia

Siatkę należy założyć na opatrywaną część ciała po zastosowaniu opatrunku i przyciąć, dostosowując do indywidualnych potrzeb. Przy doborze rozmiaru siatki należy kierować się sylwetką pacjenta oraz miejscem, jakie ma być opatrywane