

Podkł.chłton. TENA BED 60 x 60 cm x 5szt.



Cena: 9,13 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	5 szt.
Postać	-
Producent	ESSITY POLAND SP. Z O.O.

Opis produktu

Opis

Podkłady **TENA Bed Plus OTC Edition** są używane jako dodatkowa ochrona przed zabrudzeniami, często w połączeniu z innymi produktami na nietrzymanie moczu, takimi jak pieluchomajtki.

Podkłady TENA Bed Plus są dwuczęściowe i posiadają specjalny system mikrokanalików, który umożliwia szybkie rozprowadzenie moczu do stref chłonnych. Dzięki temu zabezpieczają przed zabrudzeniem poprzez wchłanianie i zatrzymywanie moczu wewnątrz produktu. Zewnętrzna warstwa folii chroni przed wyciekaniem moczu na zewnątrz. System mikrokanalików i stref chłonnych Secure Zone chroni prześcieradło lub materac przed zabrudzeniem. Dodatkowo, podkłady TENA Bed Plus zawierają superabsorbent, który neutralizuje zapach. Zapewniają one także komfort użytkowania dzięki delikatnej i miękkiej powłoce ochronnej

Zastosowanie

Podkłady TENA Bed Plus OTC Edition 60x60 cm są idealne jako dodatkowa ochrona w przypadku incydentalnego nietrzymania moczu oraz podczas wykonywania czynności higienicznych, takich jak przewijanie dziecka czy zmiana pieluchomajtek. Są również przydatne w kontekście opieki położniczej.

Dzięki swojej chłonności i systemowi mikrokanalików, podkłady TENA Bed Plus zapewniają szybkie rozprowadzenie moczu oraz zatrzymują go wewnątrz, co chroni przed zabrudzeniami.

Sposób użycia

Wymij podkład chłonny z opakowania. Rozłóż podkład na łóżku, krześle lub wózku inwalidzkim. Zabrudzony wkład chłonny wyrzuć do kosza na śmieci.