

TENA Bed Std Plus Podkłady chłonne 60 x 90 cm 5 sztuk



Cena: 12,11 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla diabetyków, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	5 szt.
Postać	Podkłady higieniczne
Przeznaczenie	Nietrzymanie moczu
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Podkłady chłonne **Tena Bed**, OTC Edition są dwuczęściowymi podkładami chłonnymi, które zapewniają ochronę przed zabrudzeniem. Dzięki systemowi mikrokanalików, wilgoć jest szybko wchłaniana i równomiernie rozprowadzana w "strefach chłonnych" Secure Zone. Wnętrze podkładu zawiera superabsorbent, który dodatkowo neutralizuje nieprzyjemne zapachy, zwiększając komfort użytkowania. Zewnętrzna warstwa jest zabezpieczona nieprzemakającą folią, co chroni powierzchnię (takie jak krzesło czy łóżko) przed zamoczeniem.

Zastosowanie

Podkłady chłonne są przeznaczone do ochrony w przypadku lekkiego nietrzymania moczu lub rozlania niewielkiej ilości płynu podczas wykonywania czynności higienicznych. Zapewniają one dodatkowe zabezpieczenie, absorbując i zatrzymując wilgoć, aby utrzymać skórę suchą i zapobiec ewentualnym wyciekom. Podkłady chłonne są łatwe w użyciu i mogą być stosowane zarówno przez osoby dorosłe, jak i dzieci.

Sposób użycia

- Wyjmij podkład chłonny z opakowania.
- Rozłóż podkład na łóżku, krześle lub wózku inwalidzkim.
- Zabrudzony wkład chłonny wyrzuć do kosza na śmieci.

Ważne wskazówki

- Produkt jednorazowego użytku.
- Zabrudzony podkład należy zutylizować